

ASEPSIS MACHINE

Proposta

PROBLEMA:

O confinamento existe!

As pessoas se obrigam a ficar **dentro de casa** por causa da pandemia. Os **governos orientando** o modo que as pessoas devem se comportar neste novo período para se proteger, o uso de máscaras, o afastamento de pessoas e o lavar as mãos constantemente.

SOLUÇÃO:

Asepsis Machine foi criada para **reduzir este isolamento social** através da assepsia de pessoas, roupas e EPIS. (NOVO MODELO)



A Asepsis Machine poderá ser colocada na entrada de hospitais, supermercados, cartórios, shoppings, teatros, cinemas, rodoviárias.

Através da **atomização** de sanitizante o usuário e suas roupas ficarão expostos por apenas 15 segundos bactérias, fungos e vírus perderão sua eficácia.

A população brasileira **precisa de segurança** para sair de casa, fazer seus negócios, consumir, praticar esportes, estudar e se divertir.

[REPRESENTANTES NO BRASIL](#) <- Clique

Com a Asepsis Machine isto será possível (dentro dos ambientes citados acima) garantir mais segurança biológica aos usuários.

AÇÃO

O cliente colocará sua LOGOMARCA em cada máquina que adquirir e conforme sua estratégia comercial, disponibilizará em locais estratégicos como hospitais, terminais rodoviários, supermercados, entrada de funcionário das fábricas, etc.

Em cada máquina poderá **transitar 3000 pessoas por dia**.

1º Teste realizado - resultado

<https://asepsismachine.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Relatório-do-Ensaio-Microlab.pdf>

POSSIBILIDADES

A Asepsis Machine poderá se tornar um item indispensável nos próximos meses para entrada em diversos tipos de estabelecimentos, tanto públicos quanto privados e ter sua marca *ligada* a este tipo de equipamento é uma possibilidade muito interessante. (a citar o caso do bom-bril – que o nome é palha de aço).

Outros links sobre a máquina:

Protocolo de pedido de patente - <https://asepsismachine.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Pedido-Nacional-de-Invenção-protocolado-INPI.pdf>

Responsabilidade técnica assinada - <https://asepsismachine.com.br/wp-content/uploads/2020/05/RT-assinada-Asepsis-Machine.pdf>

Quanto à substância?

Utilizamos a Clorexidina - no link temos as considerações da própria ANVISA sobre a substância.

<https://asepsismachine.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Digluconato-de-clorexidina.pdf>

Em que a câmara é útil?

Para a assepsia dos EPIs e **roupas dos colaboradores** **OU** para ser disponibilizado **em hospital** ou terminal rodoviário (por exemplo) para a utilização da população. Além do engajamento, haverá a propaganda da logomarca 24h.

Especificações técnicas da máquina - <https://asepsismachine.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Documenta%C3%A7%C3%A3o-t%C3%A9cnica-JUNHO20.pdf>

Youtube - > https://www.youtube.com/channel/UC9nFcY--a-0_yCai8x13AmA

Instagram - > <https://www.instagram.com/asepsismachine>